

Selene

LETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

4 SEZIONI, 3 SNODI
ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA
RUOTE
SPONDE LATERALI SALISCENDI



Selene

LETTO SOCIO-ASSISTENZIALE



Marchatura CE 93/42
per dispositivi medici classe I



Angolazione max schienale
+ 70°



Angolazione max pediera
+ 20°



Angolazione max ginocchia
+ 25°

Caratteristiche

- 4 Sezioni e 3 snodi
- Altezza variabile elettrica
- Comandi elettrici
- Coppia di sponde a saliscendi.
- Ruote con freno bilaterale su ruote lato piedi e direzionabilità indipendente su una ruota lato testa.

Dimensioni

Ingombro cm 212,5x99

Piano rete cm 199x86

Altezza piano rete cm 40 ÷ 80

Inclinazioni:

Schienale da 0 ÷ 70°

Gambale da 0 ÷ 25°

Pediera da 0 ÷ 20°

Spessore delle spalle cm 3

Ruote diametro cm 12,5

Pesi

Carico di lavoro sicuro Kg. 175

Peso massimo del paziente Kg. 135

Materiali

- Piano rete in materiale plastico termoformato, disinfettabile, asportabile, con forature e bordi perimetrali rialzati per aereazione e contenimento materasso.
- Spalle in bilaminato, con sagomatura a richiesta.
- Guide incassate in acciaio inox per inserimento sponde a saliscendi.
- Struttura in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere, colore grigio chiaro Ral 9018.

Motore

- Articolazioni e variabilità altezza con motori elettrici a bassa tensione, trasformatore incorporato.
- Arresto antischiacciamento automatico.
- Azionamento con pulsantiera su cavo.

Conformità

Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della:

direttiva CEE 93/42 - come emendata dalla 2007/47 CE - all. I.
direttiva 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
direttiva 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
direttiva 2006/42/EC (Machinery Directive)

Il dispositivo è inoltre conforme alle norme:

IEC 60601-2-52 - Ed 1.0 (2009/12): Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds

EN 60601-1 - 2007/05: Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali / Medical electrical equipment- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (= CEI EN 60601-1 2007/05)

BERNARDELLI - LETTI MEDICALI

via Mameli 38, 20851 Lissona - MB - Italia

Tel - Fax: +39.039.481876 - Tel: +39.039.483123

www.bernardellionline.com/lettimedicali - info@bernardellionline.com