



Venere

MATERASSO ERGONOMICO

MATERIALE INNOVATIVO E ALTAMENTE TECNOLOGICO
ALTA ADATTABILITÀ AL CORPO



Venere


MATERASSO ERGONOMICO



Zone differenziate




Waterfoam: Innovativo schiumato ad acqua



Memory



Silver care



Tessuto 3D



Marcatura CE 93/42
per dispositivi medici classe I

Caratteristiche

- La lastra di questo materasso grazie all'impiego di due materiali diversi, garantisce un riposo ottimale per ogni conformazione corporea.
- Questo materasso grazie alla sua lastra lavorata nella zona lombare rimane più sostenuto.
- La parte superiore in Memory è costituita da zone differenziate che creano diverse zone di accoglimento del corpo, rispettando la conformazione specifica di ognuna di esse, grazie alla lavorazione differenziata.
- La parte inferiore in Waterfoam è un innovativo schiumato ad acqua. La lavorazione a cellule aperte permette all'aria di passare liberamente attraverso il materasso, evitando ristagni di umidità. Alta resistenza alla compressione.
- La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Materiali

- Parte superiore in Memory: un materiale termosensibile che si modella al nostro corpo favorendo la circolazione sanguigna.
- Parte inferiore in Waterfoam: uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico, schiumato ad acqua.
- Tessuto in Silver-care: una fibra completamente ricoperta da uno strato di argento puro grazie al quale elimina batteri, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d'aria per una maggiore traspirabilità.
- Imbottitura lato estivo in cotone/fibersan
- Imbottitura lato invernale in lana/fibersan

Dimensioni

Materasso h cm 22